
Silikon-Pharma-	
Laborschlauch	



DN	A	В	С	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C	VI	VMQ	
2x1	4	2	1	-	-	6115-2x1	Anfrage	
3x1	5	3	1	-	-	6115-3x1	Anfrage	
4x1,5	7	4	1,5	-	-	6115-4x1,5	Anfrage	
4x2	8	4	2	-	-	6115-4x2	Anfrage	
5x1,5	8	5	1,5	-	-	6115-5x1,5	Anfrage	
5x2	9	5	2	-	-	6115-5x2	Anfrage	
6x1,5	9	6	1,5	-	-	6115-6x1,5	Anfrage	
6x2	10	6	2	-	-	6115-6x2	Anfrage	
6x3	12	6	3	-	-	6115-6x3	Anfrage	
7x1,5	10	7	1,5	-	-	6115-7x1,5	Anfrage	
7x2	11	7	2	-	-	6115-7x2	Anfrage	
7x3	13	7	3	-	-	6115-7x3	Anfrage	
8x1,5	11	8	1,5	-	-	6115-8x1,5	Anfrage	
8x2	12	8	2	-	-	6115-8x2	Anfrage	
8x3	14	8	3	-	-	6115-8x3	Anfrage	
9x2	13	9	2	-	-	6115-9x2	Anfrage	
10x2	14	10	2	-	-	6115-10x2	Anfrage	
12x2,5	17	12	2,5	-	-	6115-12x2,5	Anfrage	
15x3	21	15	3	-	-	6115-15x3	Anfrage	

Art.Nr.


EUR

Art.Nr.

**EUR** 

Gummi-, Silikon- und PVC-Schläuche, Lebensmitteltechnik

## Silikon-Gewebe-Schlauch



DN	Α	В	С	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C	Druckschlauch VMQ		
3x2,5	8	3	2,5	20	-		6116-3x2,5	Anfrage
4x2,5	9	4	2,5	20	-		6116-4x2,5	Anfrage
5x3	11	5	3	15	-		6116-5x3	Anfrage
6x3	12	6	3	12	-		6116-6x3	Anfrage
8x3	14	8	3	10	-		6116-8x3	Anfrage
10x4	18	10	4	9	-		6116-10x4	Anfrage
12x4	20	12	4	9	-		6116-12x4	Anfrage
16x5	26	16	5	7	-		6116-16x5	Anfrage
19x5,5	30	19	5,5	7	-		6116-19x5,5	Anfrage
25x6	37	25	6	5	-		6116-25x6	Anfrage

<sup>-</sup> Mindestbestellmenge 1m - Silikonschläuche mit Glasgewebeeinlagen sind nicht für pulsierende Drücke und Dauerdruckeinsatz an der Grenze des max. Betriebsdruckes geeignet. Silikonschläuche sind nicht geeignet für Dampfdauerbetrieb, regelmäßige Dampfsterilisation kann zu Ausfall führen. Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

<sup>-</sup> Mindestbestellmenge 1m -